

HERSTELLER-ZERTIFIKAT | CERTIFICATE OF MANUFACTURE

DE

PRODUKT	Nichtmedizinische Partikel- filtrierende Halbmaske FFP2
MODELL	10217
GRÖßE	130 x 113 mm
Material	38% Non-Woven Vliesstoff 38% Baumwollfilter 24% Melt-Blown Vliesstoff
STANDARD	EN149:2001+A1:2009
LOT	202012ZS6006
PROD. DATUM	2020-12-10
LAGERZEIT	3 Jahre



EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
www.zhishan-medical.com

EN

PRODUCT	Non-medical filtering Face Mask FFP2
MODEL	10217
SIZE	130 x 113 mm
Material	38% Non-woven fabric 38% Cotton filter 24% Melt-blown fabric
STANDARD	EN149:2001+A1:2009
LOT	202012ZS6006
PROD. DATE	2020-12-10
SHELF LIFE	3 years



EU DECLARATION OF CONFORMITY
www.zhishan-medical.com

MANUFACTURER: Shenzhen Zhishan Medical Co., Ltd. Baolong Street 5, Longgang Shenzhen, China. MADE IN CHINA.
IMPORTER: EINSTOFFEN Europe GmbH, Oppelner Str. 26, DE-10997 Berlin, healthcare@einstoffen.com

ZHI SHAN

ANLEITUNG ZUM AUFSETZEN



Die Hände waschen oder desinfizieren. Die Maske mit der Nasenclipseite nach oben am Kinn aufsetzen.



Die Gummibänder hinter die Ohren ziehen und die Maske ausrichten, bis sie bequem sitzt.



Den Nasenclip mit beiden Fingern an die Nase drücken bis er eng anliegt.



Korrekten Sitz und enges Anliegen der Maske überprüfen.

USING INSTRUCTIONS



Place the mask against your chin with the nose clip side facing upwards.



Pull the elastic bands behind your ears and adjust the mask until it fits comfortably.



Press the nose clip against your nose with two fingers until it fits tightly.



Check if the mask fits correctly.